






PhaSeal® systemets komponenter

Produkterna garanterar en sluten läkemedelsöverföring, från flaska till patient.



PROTECTOR™



	Benämning / Beskrivning	Förpackning	
		Avdelningsförp.	Transportförp.
	Protector 14 REF P14 Tryckutjämnare för läkemedelsflaskor med liten hals (Ø13 mm). Används för volymer upp till 20 ml.	50 st	200 st
	Protector 21 REF P21 Tryckutjämnare för läkemedelsflaskor med normal hals (Ø20 mm). Används för volymer upp till 20 ml.	50 st	200 st
	Protector 28 REF P28 Tryckutjämnare för läkemedelsflaskor med vid hals (Ø28) mm. Används för volymer upp till 60 ml.	25 st	100 st
	Protector 50 REF P50 Tryckutjämnare för läkemedelsflaskor med normal hals (Ø20 mm). Används för volymer upp till 50 ml.	25 st	100 st
	Protector 53 REF P53 Tryckutjämnare för läkemedelsflaskor med vid hals (Ø32) mm. Används för volymer upp till 50 ml.	25 st	100 st





INJECTOR™



	Benämning / Beskrivning	Förpackning	
		Avdelningsförp.	Transportförp.
	Injector Luer REF N30C Inkapslad kanyl för permanent montering på en engångsspruta med Luer Slip-fattning.	50 st	200 st
	Injector Luer Lock REF N35C Inkapslad kanyl för permanent montering på en engångsspruta med Luer Lock-fattning alternativt till infusions slang.	50 st	200 st




PRODUKTER FÖR ADMINISTRERING



	Benämning / Beskrivning	Förpackning	
		Avdelningsförp.	Transportförp.
	Connector Luer Lock REF C35 Sluten koppling mellan Injector och patientens intravenösa infart.	50 st	200 st
	Infusion Set REF C50 Infusionsaggregat med inbyggd Connector för sluten läkemedelstillsats till infusionspåse. Flow-stop.	–	80 st
	Secondary Set REF C61 Sekundärt aggregat med inbyggd Connector för sluten läkemedelstillsats till infusionspåse. För anslutning till primärt infusionsaggregat. Flow-stop.	30 st	120 st
	Infusion Adapter REF C100 Koppling med inbyggd Connector för sluten läkemedelstillsats till infusionspåse. Ansluts till oluftat infusionsaggregat för intravenös administrering.	50 st	200 st

TILLBEHÖR



	Benämning / Beskrivning	Förpackning	
		Avdelningsförp.	Transportförp.
	Assembly Fixture REF M12 Assembly Fixture är ett mekaniskt hjälpmedel för att underlätta montering av Protector på läkemedelsflaska.	–	1 st
	Syringe Tray REF M15 Tråg för transport av fylld engångsspruta (1–30 ml) med Injector Luer Lock (N35).	–	120 st
	Infusion Clamp REF M25 Klämma för att låsa Injector till Connector under pågående infusion.	25 st	100 st